



**Naast een traplift**




**Naast douche of bad**



**PAKPAAL PRODUKTIES BV**  
Web-site [www.pakpaal.nl](http://www.pakpaal.nl)  
Email [info@pakpaal.nl](mailto:info@pakpaal.nl)  
Tel: 076-5614500  
Fax: 076-5614675  
KvK □ 200.87.110




**Van rolstoel naar stoel**



**Hulp bij opstaan**



**In- en uit bed stappen  
Omdraaien in bed**



**Bekijk de website voor meer informatie  
en voor demonstratie filmpjes**

**Proefzending mogelijk**

Prijzen 2011 incl. 19% BTW <b>Levering zonder plaatsing</b>	Prijs Zwart of wit
PAKPAAL	€ 384.-
Pakpaal in telescoopuitvoering	€ 416.-
Beugel 30 cm	€ 132.-
Beugel 60 cm	€ 164.-
Beugel 80 cm	€ 180.-
Blokkeersysteem	€ 125.-
Arm 60 cm + ketting met handgreep	€ 216.-
Arm 80 cm + ketting met handgreep	€ 240.-
Grote bovenplaat	€ 31.-
Verlengstuk boven de 2.82 m	€ 70.-
Verzendkosten	€ 25.-

### Gebruikers

De pakpaal is ontworpen voor mensen met een lichamelijke beperking van tijdelijke of blijvende aard. Het geeft zelfstandigheid en veiligheid bij transfers.

De lange beugels van 60 en 80 cm zijn speciaal ontwikkeld voor Parkinson patiënten om in- en uit bed te komen en zich om te draaien in bed.



De pakpaal wordt geklemd tussen vloer en plafond zonder deze te beschadigen. Het plafond moet daarvoor geschikt zijn. Door combinatie van verschillende lengtes bovenpaal heeft de pakpaal een bereik tussen 195 cm en 340 cm.

**De pakpaal in telescoopuitvoering heeft een bereik van 215 cm tot 300 cm**

### Blokkeersysteem

Het blokkeersysteem is speciaal ontwikkeld om in bed **van liggen naar zitten** te komen. De beugel kan in 2 standen worden geblokkeerd en weer vrijgemaakt.

Een **grote bovenplaat is noodzakelijk** om draaiing van de paal te voorkomen.

### Pakpaal in telescoopuitvoering

Deze uitvoering heeft een groter bereik en is gemaakt voor opstelling in kamers met verschillende hoogtes, zoals tijdens een vakantietripje.

**Bij een vaste opstelling is de telescoopuitvoering niet nodig**

### Vergoeding pakpaal

De pakpaal kan door de gemeente worden vergoed via de WMO waartoe een aanvraag moet worden ingediend. Meer dan de helft van alle gemeenten hebben de pakpaal al vergoed. Ook zijn er zorgverzekeraars die de pakpaal vergoeden.

### Proefzending

Wanneer niet helemaal duidelijk is of de pakpaal de juiste hulp biedt, kan de pakpaal worden uitgeprobeerd in een **proefperiode van 2 weken**.

De toekomstige gebruiker moet nog genoeg kracht in zijn/haar handen hebben om zich te kunnen optrekken. Doe dus eerst de **gebruikerstest**.

### Gebruikerstest

Een partner of verzorger **houdt een arm uitgestrekt en de gebruiker probeert zich met hulp daarvan op te trekken** en/of te gaan staan.

### Opzetten pakpaal

Voor het opzetten van de pakpaal is geen gereedschap nodig. Het is eenvoudig ook voor niet technische mensen. Dit neemt normaliter niet meer dan 10 minuten in beslag.

De handleiding geeft hiervoor een duidelijke instructie.



### Bekijk ook de demonstratie filmpjes op onze website met:

*\*opzetten pakpaal – \*opstaan uit stoel – \*van rolstoel naar stoel*

*\*met lange beugel omdraaien in bed en uit bed komen*

*\*gebruik lange beugel door een Parkinson patient \*blokkeersysteem*