


*‘Hiermee
heb ik mijn
zelfstandigheid terug’*



PAKPAAL[®]
PRODUKTIES



Van rolstoel naar stoel



Naast een traplift



Opstaan uit bed



Naast het bad

Met de pakpaal maak je gebruik van je eigen kracht om op te staan of om je om te draaien in bed.

Hij geeft steun en vergroot je veiligheid en zelfstandigheid. Belangrijk is dat je nog genoeg kracht in de armen hebt. Probeer altijd even uit of je je nog op kan trekken.

Beugel en arm met papegaai

Op de pakpaal kunnen een beugel en een arm met papegaai worden gemonteerd. De beugel en arm zijn draaibaar.

De beugels van 60 en 80 cm zijn speciaal ontwikkeld voor Parkinson patiënten om in en uit bed te komen en zich om te draaien in bed. Ook bieden ze een goede houvast aan patiënten met MS of spierziekte.

Blokkeersysteem

Het blokkeersysteem is speciaal ontwikkeld om in bed van lig naar zit te komen. De beugel kan in 2 standen worden geblokkeerd.

N.B. altijd i.c.m. een houten bovenplaat

Pakpaal in telescoopuitvoering

Deze uitvoering heeft een groot bereik (van 230 tot 300 cm) en is eenvoudig aan te passen aan verschillende situaties.

Opzetten pakpaal

De pakpaal wordt geklemd tussen vloer en plafond zonder deze te beschadigen. Het plafond moet daarvoor geschikt zijn. Hij wordt geleverd in verschillende maten: 195-217 cm, 218-231, cm 232-254 cm, 255-286 cm, 287-340 cm.

Voor het opzetten van de pakpaal is geen extra gereedschap nodig: alles wordt meegeleverd. Het is eenvoudig ook voor niet technische mensen. De bijgeleverde handleiding en de informatie op de website geven hiervoor een duidelijke instructie.

Proefzending

Wanneer niet helemaal duidelijk is of de pakpaal de juiste hulp biedt, kan de pakpaal worden uitgeprobeerd in een proefperiode van 2 weken.

Vergoeding pakpaal

De pakpaal kan door de gemeente worden vergoed via de WMO waartoe een aanvraag moet worden ingediend. Meer dan de helft van alle gemeenten heeft de pakpaal al vergoed. Soms zijn er zorgverzekeraars die de pakpaal vergoeden.

Meer informatie en demonstratie-
filmpjes vindt u op:
www.pakpaal.nl



opzetten PAKPAAL®
opstaan uit stoel



van rolstoel naar stoel



met lange beugel omdraaien in
bed en uit bed komen



gebruik lange beugel door een
Parkinson patiënt



blokkeersysteem



De PAKPAAL® is leverbaar in zwart en wit
Verkrijgbaar in lengtes tussen 195cm en 340 cm

Accessoires:

- Beugel 30 cm
- Beugel 60 cm
- Beugel 80 cm
- Arm + papegaai 70 cm
- Douchebescherming
- Houten bovenplaat
- Blokkeersysteem
- Verlengstuk

**Prijzen incl. 21% BTW >
Levering zonder plaatsing**

2013

ZWART OF WIT

PAKPAAL	€ 418,-
Pakpaal in telescoopuitvoering	€ 451,-
Beugel 30 cm	€ 144,-
Beugel 60 cm	€ 177,-
Beugel 80 cm	€ 195,-
Blokkeersysteem	€ 141,-
Arm + papegaai 70 cm	€ 234,-
Houten bovenplaat	€ 37,-
Verlengstuk	€ 90,-
Douchebescherming (alleen wit)	€ 27,-
Verzendkosten > 10 kg	€ 17,50
Verzendkosten < 10 kg	€ 8,-



PAKPAAL Produkties BV
Dillenburgstraat 51, 4835 EB Breda

tel: 076-5614500

fax: 076-5614675

info@pakpaal.nl

www.pakpaal.nl